

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成21年7月

A-09-16

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。

この度、骨塩定量分析装置の老朽化に伴い、測定機器を変更させていただくこととなりましたのでご案内致します。

尚、機器変更に伴い、下記検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成21年8月10日(月) ご依頼分より

◆ 変更内容

2009年 検査案内	項目コード	項目名称	変更内容	新	旧
未掲載	39030	骨塩定量	報告形式	m-BMD値 YAM% 同年比較値 骨塩定量専用報告書	m-BMD値 YAM% 同年比較値 骨塩定量専用報告書 ロール記録紙

※ 旧分析装置で出力しておりましたロール記録紙は、新分析装置では出力されなくなりますので、ご了承下さい。尚、基準値等に変更はございません。

注) 骨塩定量検査でのCRフィルムは、通常のX線フィルムと異なり測定値に誤差を与える可能性が高い為『参考値』としてご判断下さい。

→裏面をご参照下さい。

<参考>

旧分析装置との相関

(y = 新分析装置 x = 旧分析装置)

	X線フィルム	CRフィルム
m-BMD値	r = 0.981 (n=44) y = 1.04x - 0.08 x 平均 : 2.16 y 平均 : 2.17	r = 0.875 (n=7) y = 0.80x + 0.20 x 平均 : 1.75 y 平均 : 1.60
YAM%	r = 0.981 (n=44) y = 1.04x - 3.02 x 平均 : 78.7 y 平均 : 79.0	r = 0.875 (n=7) y = 0.80x + 7.01 x 平均 : 63.7 y 平均 : 58.3
同年比較値	r = 0.970 (n=44) y = 0.99x + 1.66 x 平均 : 99.9 y 平均 : 100.4	r = 0.889 (n=7) y = 0.85x + 5.71 x 平均 : 84.3 y 平均 : 77.4