

# 臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 24 年 11 月

A-12-18

## 新規実施項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
この度、下記の検査項目を新たに受託開始致しますので、ご利用頂きたくご案内致します。  
今後とも引き続きお引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成 24 年 12 月 6 日（木）ご依頼分より

◆ 新規項目

項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存	所要日数	実施料判断料	検査方法	基準値
13830	淋菌および クラミジア トラコマチス DNA 同時同定	分泌物 部分尿 5 うがい液 5	専用 容器	冷蔵	3~6 日	300 点 微生物学的 検査判断料 (150 点)	PCR (リアルタイム PCR)	陰性
備考	<p>凍結保存は避けて下さい。他項目との重複依頼は避けて下さい。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意下さい。</p> <p><b>分泌物、部分尿:</b> 検体に大量の血液が混入した場合は、正しい結果が得られないことがあります。男性の場合、PCR 反応阻害物質の影響が稀に認められる場合がありますので、尿検体での検査をお勧めいたします。 尿検体は最後の排尿から 1 時間以上経過後に初尿を採取して下さい。</p> <p><b>うがい液</b> ●うがい液検体からの採取 ①滅菌生理食塩水をカップに 15~20mL 入れ口に含み、顔を上に向けて 10~20 秒間、勢いよくうがいを行います。 ②うがい液全量をコップに回収し、スポイトで専用容器に記載されている 2 つのラインの間に収まるように添加します。 ③専用容器のキャップをしっかりと閉め、5 回転倒混和して冷蔵保存にて提出して下さい。 ※検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことなどは避けて下さい。</p>							