

# 臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所  
TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

平成 27 年 8 月

A-15-13

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして測定試薬の製造販売中止に伴い、検査内容を変更させて頂きたくご案内致します。

何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日

平成 27 年 8 月 22 日 (土) ご依頼分より



◆ 変更内容

2014・15年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧
p.36	20470	TPA	検査方法	CLIA	RIA 固相法
			基準値 (単位)	75 未満(U/L)	70 以下(U/L)
			報告範囲	3 未満、 3~4000、4001 以上	10 以下、 10~2000、2000 以上
			検体量	血清 0.5mL	血清 0.3mL
			検体保存	冷凍	冷蔵
			所要日数	5~8 日	3~6 日
p.37	20690	チミジンキ ナーゼ活性	検査方法	CLIA	Radioenzyme Assay
			基準値 (単位)	7.5 以下(U/L)	5.0 以下(U/L)
			報告範囲	2.0 未満、 2.0~9999.9	1.0 以下、 1.0~99000000
			検体量	血清 0.5mL	血清 0.3mL
			検体保存	冷凍	冷蔵
			所要日数	5~8 日	4~7 日

尚、新旧相関図は裏面をご参照下さい。

●●● TPA ●●●

◆ 新旧相関図



●●● チミジンキナーゼ活性 ●●●

◆ 新旧相関図

